



March 4, 2019

RE: HyProCure Instrument Set

Wen es angeht:

Wir bestätigen das eine maschinelle Reinigung und thermische Desinfektion (93°C, 5 Min) sowie eine maschinelle Reinigung und chemische Desinfektion möglich ist für die HyproCure Instrumente. Als Mittel zur maschinellen Reinigung kann das Mittel Neodisher Mediclean forte und zur manuellen Reinigung und Desinfektion kann das Mittel Neodisher Multizym hergenommen werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Michael E Graham, DPM  
CEO, GraMedica